



Programa Nacional de Controle de Qualidade
Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtor de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnóstico in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.

PT

CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO

CÓDIGO: COAG

Apresentação

Amostra controle liofilizada, em matriz proteica humana, destina-se ao controle interno da qualidade em laboratórios de análises clínicas.

Utilização

O controle interno destina-se a ser utilizado como plasma controle da qualidade ensaiado para controlar a precisão dos procedimentos laboratoriais de análise para os analitos constante nesta planilha.

Princípio

A utilização de materiais de controle da qualidade é indicada como uma avaliação objetiva da precisão de métodos e técnicas aplicados e é parte integrante das boas práticas laboratoriais.

Armazenamento e Estabilidade

Este produto permanecerá estável até o fim do prazo de validade desde que seja armazenado na temperatura de 2°C a 8°C. Depois de reconstituído a amostra controle permanecerá estável por 24hs na temperatura de 2°C a 8°C e 30 dias na temperatura de -20°C.

Instrução de Reconstituição

Utilizando uma pipeta volumétrica, reconstitua a amostra controle com o volume constante no rótulo de água reagente, aguardar 30 minutos, agitando suavemente e invertendo de vez em quando neste intervalo para uma perfeita homogeneização.

Procedimento

Este produto deve ser tratado da mesma maneira que as amostras de pacientes e utilizados de acordo com as instruções que acompanham o equipamento ou reagente utilizado.

Limitações

Este produto não deve ser utilizado após o prazo de validade, se houver contaminação microbiana ou turvação excessiva e não deve ser utilizado como padrão ou calibrador.

Determinação dos valores

Os valores médios constantes nesta tabela foram obtidos no Laboratório de Controle de Qualidade do PNCQ. Recomenda-se que cada laboratório estabeleça as suas próprias médias e limites aceitáveis e utilize os que são fornecidos apenas como guias.

Para efeito de Controle de Qualidade são aceitos os valores dentro de $\pm 2DP$.

Atenção

As amostras controle devem ser tratadas como **material potencialmente infectante**, devendo-se tomar as precauções para a manipulação e o descarte, segundo as normas de resíduos vigentes.

Fabricado e Envasado por:

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade

Registro na ANVISA: 80155020004

Responsável Técnico: Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães CRF/RJ - 4601



Rua Dr. Rodrigues de Santana, 68 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20910-240
Tels.: (21) 2569-6867 | (21) 3172-7100 | www.pncq.org.br | pncq@pncq.org.br



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Provedor de Ensaio de Proficiência em conformidade com a ISO/IEC 17043 sob o número 0013



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Produtor de Material de Referência em conformidade com a ABNT NBR ISO 17034:2017 sob o número 0012



Empresa certificada pela ABNT em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015 sob o número 23.008/04





VALORES MÉDIOS DO PLASMA PARA CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO

LOTE COAG 01802026 VAL. MAR/2031 NÍVEL ELEVADO

Tempo de Protrombina	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	INTERVALO
ATIVIDADE (%)	39	4	31 – 47
INR	1,57	0,16	1,25 – 1,89

Tempo parcial de Tromboplastina	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	INTERVALO
TEMPO (Segundos)	64	7	50 – 78

Fibrinogênio	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	INTERVALO
Valor (g/L)	0,65	0,07	0,51 – 0,79

Revisão: Maio/2026

2



Rua Dr. Rodrigues de Santana, 68 - Benfica- Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20910-240
Tels.: (21) 2569-6867 | (21) 3172-7100 | www.pncq.org.br | pncq@pncq.org.br



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Provedor de Ensaio de Proficiência em conformidade com a ISO/IEC 17043 sob o número 0013



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Produtor de Material de Referência em conformidade com a ABNT NBR ISO 17034:2017 sob o número 0012



Empresa certificada pela ABNT em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015 sob o número 23.008/04





Programa Nacional de Controle de Qualidade
Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtor de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnóstico in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.

ES

CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN

CÓDIGO: COAG

Presentación

Muestra control liofilizada, en matriz proteica humana, se destina al control interno de la calidad en laboratorios de análisis clínicos.

Utilización

El control interno se destina a ser utilizado como plasma control de la calidad ensayado para controlar la precisión de los procedimientos laboratoriais de análisis para los analitos constante en esta planilla.

Principio

La utilización de materiales de control de la calidad es indicada como una evaluación objetiva de la precisión de métodos y técnicas aplicados y es parte integrante de las buenas prácticas laboratoriais.

Acopiamiento y Estabilidad

Este producto permanecerá estable hasta al fin de la fecha de caducidad desde que sea almacenado en la temperatura de 2°C a 8°C. Después de reconstituido la muestra control permanecerá estable por 24 horas en la temperatura de 2°C a 8°C y 30 días en la temperatura de -20°C.

Instrucción de Reconstitución

Utilizando una pipeta volumétrica, reconstituya la muestra control con el volumen constante en el rótulo de agua reactiva, aguardar 30 minutos, agitando suavemente e invirtiendo de vez en cuando en este intervalo para una perfecta homogeneización.

Procedimiento

Este producto debe ser tratado según y conforme las muestras de pacientes y utilizados de acuerdo con las instrucciones que acompañan el equipo o reactivo utilizado.

Limitaciones

Este producto no debe ser utilizado después la fecha de caducidad, si ha contaminación microbiana o turbiedad excesiva y no debe ser utilizado como calidad o calibrador.

Determinación de los valores

Los valores medios constante en estatabla fueron logrados en el Laboratorio de Control de Calidad del PNCQ. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propias medias y límites aceptables y utilice los que son suministrados apenas como guías.

Atención

Las muestras control deben ser tratadas como material potencialmente infectante, debiéndose tomar las precauciones para la manipulación y el descarte, según las normas de residuos vigentes.

Fabricado y Acondicionado por:

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade

1



Rua Dr. Rodrigues de Santana, 68 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20910-240
Tels.: (21) 2569-6867 | (21) 3172-7100 | www.pncq.org.br | pncq@pncq.org.br



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Provedor de Ensaio de Proficiência em conformidade com a ISO/IEC 17043 sob o número 0013



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Produtor de Material de Referência em conformidade com a ABNT NBR ISO 17034 sob o número 0012



Empresa certificada pela ABNT em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015 sob o número 23.008/04



VALORES MÉDIOS DEL PLASMA PARA CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN

LOTE COAG 01802026 EXP. MAR/2031 NIVEL ELEVADO

Tiempo de Protrombina	MEDIA	D.E.	INTERVALO
ATIVIDADE (%)	39	4	31 – 47
INR	1,57	0,16	1,25 – 1,89

Tiempo parcial de Tromboplastina	MEDIA	D.E.	INTERVALO
TEMPO (Segundos)	64	7	50 – 78

Fibrinógeno	MEDIA	D.E.	INTERVALO
Valor (g/L)	0,65	0,07	0,51 – 0,79

Revisión: Mayo/2026

2



Rua Dr. Rodrigues de Santana, 68 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20910-240
Tels.: (21) 2569-6867 | (21) 3172-7100 | www.pncq.org.br | pncq@pncq.org.br



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Provedor de Ensaio de Proficiência em conformidade com a ISO/IEC 17043 sob o número 0013



O PNCQ é acreditado pela Cgcre do INMETRO como Produtor de Material de Referência em conformidade com a ABNT NBR ISO 17034:2017 sob o número 0012



Empresa certificada pela ABNT em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015 sob o número 23.008/04

