



PNCQ®

Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



PT

CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO

CÓDIGO: COAG

Apresentação

Amostra controle liofilizada, em matriz proteica humana, destina-se ao controle interno da qualidade em laboratórios de análises clínicas.

Utilização

O controle interno destina-se a ser utilizado como plasma controle da qualidade ensaiado para controlar a precisão dos procedimentos laboratoriais de análise para os analitos constante nesta planilha.

Princípio

A utilização de materiais de controle da qualidade é indicada como uma avaliação objetiva da precisão de métodos e técnicas aplicados e é parte integrante das boas práticas laboratoriais.

Armazenamento e Estabilidade

Este produto permanecerá estável até o fim do prazo de validade desde que seja armazenado na temperatura de 2°C a 8°C. Depois de reconstituído a amostra controle permanecerá estável por 24hs na temperatura de 2°C a 8°C e 30 dias na temperatura de -20°C.

Instrução de Reconstituição

Utilizando uma pipeta volumétrica, reconstitua a amostra controle com o volume constante no rótulo de água reagente, aguardar 30 minutos, agitando suavemente e invertendo de vez em quando neste intervalo para uma perfeita homogeneização.

Procedimento

Este produto deve ser tratado da mesma maneira que as amostras de pacientes e utilizados de acordo com as instruções que acompanham o equipamento ou reagente utilizado.

Limitações

Este produto não deve ser utilizado após o prazo de validade, se houver contaminação microbiana ou turvação excessiva e não deve ser utilizado como padrão ou calibrador.

Determinação dos valores

Os valores médios constantes nesta tabela foram obtidos no Laboratório de Controle de Qualidade do PNCQ. Recomenda-se que cada laboratório estabeleça as suas próprias médias e limites aceitáveis e utilize os que são fornecidos apenas como guias. Para efeito de Controle de Qualidade são aceitos os valores dentro de $\pm 2DP$.

Atenção

As amostras controle devem ser tratadas como **material potencialmente infectante**, devendo-se tomar as precauções para a manipulação e o descarte, segundo as normas de resíduos vigentes.

Fabricado e Envasado por:

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade

Registro na ANVISA: 80155020004

Responsável Técnico: Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães CRF/RJ – 4601



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



VALORES MÉDIOS DO PLASMA PARA CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO
LOTE COAG 02972025 VAL. MAI/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUINTES	MÉTODOS	UNIDADES	MÉDIA	DP	INTERVALO
ATIVIDADE PROTROMBÍNICA	BIOCLIN QUIBASA	%	99	9	81 - 117
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	%	100	10	80 - 120
	BIOSYSTEMS	%	110	10	90 - 130
	BIOTECNICA	%	95	9	77 - 113
	CLOT	%	99	9	81 - 117
	DADE INNOVIN	%	100	10	80 - 120
	EBRAM	%	99	9	81 - 117
	EQUIP	%	110	10	90 - 130
	ERBA	%	98	9	80 - 116
	GOLD ANALISA	%	91	9	73 - 109
	GT-GROUP	%	100	10	80 - 120
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	%	110	10	90 - 130
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	%	120	12	96 - 144
	IN VITRO/HUMAN	%	93	9	75 - 111
	INLAB PT D	%	94	9	76 - 112
	LABORLAB	%	100	10	80 - 120
	LABTEST	%	95	9	77 - 113
	ROCHE	%	100	10	80 - 120
	STAGO STA CI / NEOPLASTINE	%	94	9	76 - 112
	STAGO STA CI / NEOPTIMAL	%	91	9	73 - 109
	STAGO STA NEOPTIMAL	%	89	9	71 - 107
	THROMBOREL S	%	100	10	80 - 120
	TRINICLOT EXCEL	%	89	9	71 - 107
	TRINICLOT EXCEL S	%	81	8	65 - 97
	WAMA	%	100	10	80 - 120
	WIENER	%	80	8	64 - 96
	YUMIZEN	%	99	9	81 - 117
	TODOS OS ANALISADORES	%	98	9	80 - 116
FIBRINOGENO	BIOCLIN QUIBASA	g/L	2,19	0,22	1,75 - 2,63
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	g/L	3,08	0,31	2,46 - 3,70
	BIOSYSTEMS	g/L	2,57	0,26	2,05 - 3,09
	CLOT	g/L	2,70	0,27	2,16 - 3,24
	DADE THROMBIN	g/L	2,45	0,24	1,97 - 2,93
	ERBA	g/L	1,75	0,18	1,39 - 2,11
	FIBRINOGEN C	g/L	2,76	0,27	2,22 - 3,30
	GOLD ANALISA	g/L	2,52	0,25	2,02 - 3,02
	HEMOSIL C	g/L	3,21	0,32	2,57 - 3,85
	HEMOSIL QFA	g/L	2,71	0,27	2,17 - 3,25
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	g/L	2,31	0,23	1,85 - 2,77
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	g/L	2,51	0,25	2,01 - 3,01
	IN VITRO/HUMAN	g/L	2,79	0,28	2,23 - 3,35



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



VALORES MÉDIOS DO PLASMA PARA CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO
LOTE COAG 02972025 VAL. MAI/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUINTES	MÉTODOS	UNIDADES	MÉDIA	DP	INTERVALO
FIBRINOGENO	LABTEST	g/L	3,20	0,32	2,56 - 3,84
	MULTIFIBREN	g/L	3,28	0,33	2,62 - 3,94
	ROCHE	g/L	2,80	0,28	2,24 - 3,36
	STAGO STA	g/L	2,66	0,26	2,14 - 3,18
	STAGO STA FIB 2 / FIB 5	g/L	2,83	0,28	2,27 - 3,39
	STAGO STA LIQUID FIB	g/L	2,66	0,27	2,12 - 3,20
	TRINICLOT	g/L	2,89	0,29	2,31 - 3,47
	VIDA	g/L	2,43	0,24	1,95 - 2,91
	WAMA	g/L	2,89	0,29	2,31 - 3,47
	WIENER	g/L	2,83	0,28	2,27 - 3,39
	YUMIZEN	g/L	2,51	0,25	2,01 - 3,01
	TODOS OS ANALISADORES	g/L	2,68	0,27	2,14 - 3,22
INR (TAP)	BIOCLIN QUIBASA	---	1,01	0,05	0,91 - 1,11
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	---	0,95	0,09	0,77 - 1,13
	BIOSYSTEMS	---	0,90	0,09	0,72 - 1,08
	BIOTECNICA	---	1,02	0,07	0,88 - 1,16
	CLOT	---	0,96	0,09	0,78 - 1,14
	DADE INNOVIN	---	1,01	0,07	0,87 - 1,15
	EBRAM	---	0,97	0,09	0,79 - 1,15
	EQUIP	---	0,93	0,09	0,75 - 1,11
	ERBA	---	1,05	0,08	0,89 - 1,21
	GOLD ANALISA	---	1,05	0,08	0,89 - 1,21
	GT-GROUP	---	1,00	0,07	0,86 - 1,14
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	---	0,94	0,08	0,78 - 1,10
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	---	0,90	0,07	0,76 - 1,04
	IN VITRO/HUMAN	---	1,04	0,07	0,90 - 1,18
	INLAB	---	1,05	0,07	0,91 - 1,19
	LABORLAB	---	0,91	0,09	0,73 - 1,09
	LABTEST	---	1,02	0,09	0,84 - 1,20
	PACIFIC	---	1,11	0,09	0,93 - 1,29
	ROCHE	---	1,08	0,07	0,94 - 1,22
	STAGO STA CI / NEOPLASTINE	---	1,05	0,07	0,91 - 1,19
	STAGO STA CI / NEOPTIMAL	---	1,06	0,07	0,92 - 1,20
	STAGO STA NEOPTIMAL	---	1,09	0,06	0,97 - 1,21
	THROMBOREL S	---	0,99	0,07	0,85 - 1,13
	TRINICLOT EXCEL	---	1,08	0,08	0,92 - 1,24
	TRINICLOT EXCEL S	---	1,14	0,09	0,96 - 1,32
	VIDA	---	0,96	0,08	0,80 - 1,12
	WAMA	---	0,97	0,07	0,83 - 1,11
	WIENER	---	1,13	0,10	0,93 - 1,33
	YUMIZEN	---	0,99	0,08	0,83 - 1,15
	TODOS OS ANALISADORES	---	1,01	0,07	0,87 - 1,15



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



VALORES MÉDIOS DO PLASMA PARA CONTROLE INTERNO DE COAGULAÇÃO
LOTE COAG 02972025 VAL. MAI/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUINTES	MÉTODOS	UNIDADES	MÉDIA	DP	INTERVALO
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	BIACLIN QUIBASA	segundos	37	3	31 - 43
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	segundos	37	3	31 - 43
	BIOSYSTEMS	segundos	39	4	31 - 47
	BIOTECNICA	segundos	36	3	30 - 42
	CLOT	segundos	37	3	31 - 43
	DADE ACTIN	segundos	33	3	27 - 39
	DADE ACTIN FS / FSL	segundos	32	3	26 - 38
	EBRAM	segundos	41	4	33 - 49
	ERBA	segundos	36	3	30 - 42
	GOLD ANALISA	segundos	35	3	29 - 41
	HEMOSIL	segundos	39	4	31 - 47
	IN VITRO/HUMAN	segundos	39	4	31 - 47
	INLAB	segundos	38	4	30 - 46
	LABORLAB	segundos	37	3	31 - 43
	LABTEST	segundos	35	3	29 - 41
	PACIFIC	segundos	32	3	26 - 38
	PATHROMTIN SL	segundos	48	4	40 - 56
	ROCHE	segundos	47	4	39 - 55
	STAGO STA A5	segundos	42	4	34 - 50
	STAGO STA CEPHASCREEN / CK	segundos	42	4	34 - 50
	TRINICLOT HS	segundos	35	3	29 - 41
	TRINICLOT S	segundos	42	4	34 - 50
	VIDA	segundos	36	3	30 - 42
	WAMA	segundos	33	3	27 - 39
	WIENER	segundos	35	3	29 - 41
	YUMIZEN	segundos	34	3	28 - 40
	TODOS OS ANALISADORES	segundos	37	4	29 - 45

Revisão: Janeiro/2026



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



ES

CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN

CÓDIGO: COAG

Presentación

Muestra control liofilizada, en matriz proteica humana, se destina al control interno de la calidad en laboratorios de análisis clínicos.

Utilización

El control interno se destina a ser utilizado como plasma control de la calidad ensayado para controlar la precisión de los procedimientos laboratoriais de análisis para los analitos constante en esta planilla.

Principio

La utilización de materiales de control de la calidad es indicada como una evaluación objetiva de la precisión de métodos y técnicas aplicados y es parte integrante de las buenas prácticas laboratoriais.

Acopiamiento y Estabilidad

Este producto permanecerá estable hasta al fin de la fecha de caducidad desde que sea almacenado en la temperatura de 2°C a 8°C. Después de reconstituido la muestra control permanecerá estable por 24 horas en la temperatura de 2°C a 8°C y 30 días en la temperatura de -20°C.

Instrucción de Reconstitución

Utilizando una pipeta volumétrica, reconstituya la muestra control con el volumen constante en el rótulo de agua reactiva, aguardar 30 minutos, agitando suavemente e invirtiendo de vez en cuando en este intervalo para una perfecta homogeneización.

Procedimiento

Este producto debe ser tratado según y conforme las muestras de pacientes y utilizados de acuerdo con las instrucciones que acompañan el equipo o reactivo utilizado.

Limitaciones

Este producto no debe ser utilizado después la fecha de caducidad, si ha contaminación microbiana o turbiedad excesiva y no debe ser utilizado como calidad o calibrador.

Determinación de los valores

Los valores medios constante en estatabla fueron logrados en el Laboratorio de Control de Calidad del PNCQ. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propias medias y límites aceptables y utilice los que son suministrados apenas como guías.

Atención

Las muestras control deben ser tratadas como material potencialmente infectante, debiéndose tomar las precauciones para la manipulación y el descarte, según las normas de residuos vigentes.

Fabricado y Acondicionado por:

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



VALORES MÉDIOS DEL PLASMA PARA CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN
LOTE COAG 02972025 EXP. MAY/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUYENTES	MÉTODOS	UNIDAD	MÉDIA	D.E.	INTERVALO
ACTIVIDAD PROTROMBINA	BIOCLIN QUIBASA	%	99	9	81 – 117
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	%	100	10	80 – 120
	BIOSYSTEMS	%	110	10	90 – 130
	BIOTECNICA	%	95	9	77 – 113
	CLOT	%	99	9	81 – 117
	DADE INNOVIN	%	100	10	80 – 120
	EBRAM	%	99	9	81 – 117
	EQUIP	%	110	10	90 – 130
	ERBA	%	98	9	80 – 116
	GOLD ANALISA	%	91	9	73 – 109
	GT-GROUP	%	100	10	80 – 120
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	%	110	10	90 – 130
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	%	120	12	96 – 144
	IN VITRO/HUMAN	%	93	9	75 – 111
	INLAB PT D	%	94	9	76 – 112
	LABORLAB	%	100	10	80 – 120
	LABTEST	%	95	9	77 – 113
	ROCHE	%	100	10	80 – 120
	STAGO STA CI / NEOPLASTINE	%	94	9	76 – 112
	STAGO STA CI / NEOPTIMAL	%	91	9	73 – 109
	STAGO STA NEOPTIMAL	%	89	9	71 – 107
	THROMBOREL S	%	100	10	80 – 120
	TRINICLOT EXCEL	%	89	9	71 – 107
	TRINICLOT EXCEL S	%	81	8	65 – 97
	WAMA	%	100	10	80 – 120
	WIENER	%	80	8	64 – 96
	YUMIZEN	%	99	9	81 – 117
	TODOS LOS ANALISADORES	%	98	9	80 – 116
FIBRINOGENIO	BIOCLIN QUIBASA	g/L	2,19	0,22	1,75 – 2,63
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	g/L	3,08	0,31	2,46 – 3,70
	BIOSYSTEMS	g/L	2,57	0,26	2,05 – 3,09
	CLOT	g/L	2,70	0,27	2,16 – 3,24
	DADE THROMBIN	g/L	2,45	0,24	1,97 – 2,93
	ERBA	g/L	1,75	0,18	1,39 – 2,11
	FIBRINOGEN C	g/L	2,76	0,27	2,22 – 3,30
	GOLD ANALISA	g/L	2,52	0,25	2,02 – 3,02
	HEMOSIL C	g/L	3,21	0,32	2,57 – 3,85
	HEMOSIL QFA	g/L	2,71	0,27	2,17 – 3,25
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	g/L	2,31	0,23	1,85 – 2,77
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	g/L	2,51	0,25	2,01 – 3,01
	IN VITRO/HUMAN	g/L	2,79	0,28	2,23 – 3,35

VALORES MÉDIOS DEL PLASMA PARA CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN
LOTE COAG 02972025 EXP. MAY/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUYENTES	MÉTODOS	UNIDAD	MÉDIA	D.E.	INTERVALO
FIBRINOGENO	LABTEST	g/L	3,20	0,32	2,56 – 3,84
	MULTIFIBREN	g/L	3,28	0,33	2,62 – 3,94
	ROCHE	g/L	2,80	0,28	2,24 – 3,36
	STAGO STA	g/L	2,66	0,26	2,14 – 3,18
	STAGO STA FIB 2 / FIB 5	g/L	2,83	0,28	2,27 – 3,39
	STAGO STA LIQUID FIB	g/L	2,66	0,27	2,12 – 3,20
	TRINICLOT	g/L	2,89	0,29	2,31 – 3,47
	VIDA	g/L	2,43	0,24	1,95 – 2,91
	WAMA	g/L	2,89	0,29	2,31 – 3,47
	WIENER	g/L	2,83	0,28	2,27 – 3,39
	YUMIZEN	g/L	2,51	0,25	2,01 – 3,01
	TODOS LOS ANALISADORES	g/L	2,68	0,27	2,14 – 3,22
INR (TAP)	BIOCLIN QUIBASA	---	1,01	0,05	0,91 – 1,11
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	---	0,95	0,09	0,77 – 1,13
	BIOSYSTEMS	---	0,90	0,09	0,72 – 1,08
	BIOTECNICA	---	1,02	0,07	0,88 – 1,16
	CLOT	---	0,96	0,09	0,78 – 1,14
	DADE INNOVIN	---	1,01	0,07	0,87 – 1,15
	EBRAM	---	0,97	0,09	0,79 – 1,15
	EQUIP	---	0,93	0,09	0,75 – 1,11
	ERBA	---	1,05	0,08	0,89 – 1,21
	GOLD ANALISA	---	1,05	0,08	0,89 – 1,21
	GT-GROUP	---	1,00	0,07	0,86 – 1,14
	HEMOSIL RECOMBINANTE / HS	---	0,94	0,08	0,78 – 1,10
	HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G	---	0,90	0,07	0,76 – 1,04
	IN VITRO/HUMAN	---	1,04	0,07	0,90 – 1,18
	INLAB	---	1,05	0,07	0,91 – 1,19
	LABORLAB	---	0,91	0,09	0,73 – 1,09
	LABTEST	---	1,02	0,09	0,84 – 1,20
	PACIFIC	---	1,11	0,09	0,93 – 1,29
	ROCHE	---	1,08	0,07	0,94 – 1,22
	STAGO STA CI / NEOPLASTINE	---	1,05	0,07	0,91 – 1,19
	STAGO STA CI / NEOPTIMAL	---	1,06	0,07	0,92 – 1,20
	STAGO STA NEOPTIMAL	---	1,09	0,06	0,97 – 1,21
	THROMBOREL S	---	0,99	0,07	0,85 – 1,13
	TRINICLOT EXCEL	---	1,08	0,08	0,92 – 1,24
	TRINICLOT EXCEL S	---	1,14	0,09	0,96 – 1,32
	VIDA	---	0,96	0,08	0,80 – 1,12
	WAMA	---	0,97	0,07	0,83 – 1,11
	WIENER	---	1,13	0,10	0,93 – 1,33
	YUMIZEN	---	0,99	0,08	0,83 – 1,15
	TODOS LOS ANALISADORES	---	1,01	0,07	0,87 – 1,15



PNCQ®
Programa Nacional
de Controle de Qualidade

Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Provedor de ensaios de proficiência e produtos de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnósticos in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos.



VALORES MÉDIOS DEL PLASMA PARA CONTROL INTERNO DE COAGULACIÓN
LOTE COAG 02972025 EXP. MAY/2030 NÍVEL NORMAL

CONSTITUYENTES	MÉTODOS	UNIDAD	MÉDIA	D.E.	INTERVALO
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	BIOCLIN QUIBASA	segundos	37	3	31 - 43
	BIOS DIAGNOSTICA CLOT	segundos	37	3	31 - 43
	BIOSYSTEMS	segundos	39	4	31 - 47
	BIOTECNICA	segundos	36	3	30 - 42
	CLOT	segundos	37	3	31 - 43
	DADE ACTIN	segundos	33	3	27 - 39
	DADE ACTIN FS / FSL	segundos	32	3	26 - 38
	EBRAM	segundos	41	4	33 - 49
	ERBA	segundos	36	3	30 - 42
	GOLD ANALISA	segundos	35	3	29 - 41
	HEMOSIL	segundos	39	4	31 - 47
	IN VITRO/HUMAN	segundos	39	4	31 - 47
	INLAB	segundos	38	4	30 - 46
	LABORLAB	segundos	37	3	31 - 43
	LABTEST	segundos	35	3	29 - 41
	PACIFIC	segundos	32	3	26 - 38
	PATHROMTIN SL	segundos	48	4	40 - 56
	ROCHE	segundos	47	4	39 - 55
	STAGO STA A5	segundos	42	4	34 - 50
	STAGO STA CEPHASCREEN / CK	segundos	42	4	34 - 50
	TRINICLOT HS	segundos	35	3	29 - 41
	TRINICLOT S	segundos	42	4	34 - 50
	VIDA	segundos	36	3	30 - 42
	WAMA	segundos	33	3	27 - 39
	WIENER	segundos	35	3	29 - 41
	YUMIZEN	segundos	34	3	28 - 40
	TODOS LOS ANALISADORES	segundos	37	4	29 - 45

Revisión: Enero/2026